

Firma testet Netzhaut-Chips

Reutlingen (dpa). Erste klinische Tests mit einem Netzhaut-Chip für Blinde waren nach Angaben des Reutlinger Herstellers Retina Implant AG erfolgreich. Patienten, die den Mikrochip in das Auge eingesetzt bekamen, hätten Lichtpunkte und Muster erkennen können, sagte Firmenchef Walter Wrobel. Die mit Foto-sensoren bestückten Netzhaut-implantate wandeln Licht in elektrische Impulse um, die sie an Nervenzellen weiter geben.